

Aufbereitungsnachweis

Rückgabe:

Folgende Leihinstrumente / -sets wurden aufbereitet und retourniert (Etiketten zum Aufbereitungsnachweis auf der Rückseite aufkleben):

AUFLISTUNG	
PRODUKT (REF.)	CHARGE

Klinik / Praxis / Labor:

Erklärung:

Hiermit bestätigen wir der Firma Medical Consult Implants GmbH, dass die ausgeliehenen Medizinprodukte vor der Rückgabe gemäß den vorliegenden, validierten Verfahren aufbereitet worden sind und folgende Prozesse durchlaufen haben:

Reinigung und Desinfektion

- Manuell (Vorreinigung)
- Maschinell mit einem A0 Wert >3000

Kontrolle auf Sauberkeit, Unversehrtheit, Funktionsfähigkeit

- Ja
- Nein

Sterilisation

- Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 134°C mind. 3 min
- Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 132°C mind. 4 min

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

Rückgabe folgender Leihinstrumente / - sets:

Etikett
aufkleben

Etikett
aufkleben

Etikett
aufkleben

Etikett
aufkleben

Etikett
aufkleben

Etikett
aufkleben

