



















de	Erklärung verwendeter Symbole auf Produkten des Medical Consult Implants Dental Implantat Systems	Seite 2
en	Explanation of the used symbols on Medical Consult Implants Dental Implant System Products	Page 3
fr	Explication des symboles utilisés sur les produits du système d'implants dentaires Medical Consult Implants	Page 4
es	Explicación de los símbolos utilizados en los productos del sistema de implantes dentales Medical Consult Implants	Página 5
it	Spiegazione dei simboli utilizzati sui prodotti del sistema di impianti dentali Medical Consult Implants	Pagina 6
sk	Vysvetlenie symbolov používaných na produktoch systému dentálnych implantátov Medical Consult Implants	Stránka 7
el	Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα του συστήματος Medical Consult Implants Dental Implant	Σελίδα 8





















In der folgenden Tabelle werden die Symbole beschrieben, die auf dem Verpackungsetikett abgedruckt sein können.



















Die für das Produkt geltenden Symbole finden Sie auf dem Verpackungsetikett.

Symbol	Beschreibung	Symbol Quelle
	Hersteller	ISO 15223-1
	Produktionsdatum	ISO 15223-1
	CE Kennzeichnung	MDR (EU)2017/745
	GOST Konformitätszeichen	Medical Consult Implants
	Medizinprodukt	Medical Consult Implants
	Chargennummer	ISO 15223-1
	Artikel Nummer	ISO 15223-1
	Strahlen sterilisiert	ISO 15223-1
	Nicht erneut sterilisieren	ISO 15223-1
	Nicht wiederverwenden	ISO 15223-1
	Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung	ISO 15223-1
	Doppeltes Sterilbarrieresystem	ISO 7000
	Einzelnes Sterilbarrieresystem	ISO 7000
	Temperaturbegrenzung	ISO 15223-1
	Feuchtigkeitsbegrenzung	ISO 15223-1
	Trocken lagern	ISO 15223-1
	Achtung	ISO 15223-1
	Gebrauchsanweisung beachten	ISO 15223-1











The following table describes the symbols that may be printed on the packaging label. Please refer to the packaging label for the applicable symbols related to the product.

Symbol	Description	Symbol Source
	Producer	ISO 15223-1
	Date of Manufactur	ISO 15223-1
	CE Marking	MDR (EU)2017/745
	GOST conformity mark	Medical Consult Implants
	Medical Device	Medical Consult Implants
	Lotnumber	ISO 15223-1
	Article number	ISO 15223-1
	Ray sterilised	ISO 15223-1
	Do not re-sterilise	ISO 15223-1
	Do not re-use	ISO 15223-1
	Do not use when package is broken	ISO 15223-1
	Double sterile barrier system	ISO 7000
	Single sterile barrier system	ISO 7000
	Temperature limitation	ISO 15223-1
	humidity limitation	ISO 15223-1
	Keep device dry	ISO 15223-1
	Attention	ISO 15223-1
	Consult instructions for use	ISO 15223-1













Le tableau suivant décrit les symboles qui peuvent être imprimés sur l'étiquette de l'emballage. Veuillez vous référer à l'étiquette de l'emballage pour connaître les symboles applicables au produit.

Symbole	Description	Source du symbole
	Fabricant	ISO 15223-1
	Date de fabrication	ISO 15223-1
	Marquage CE	MDR (EU)2017/745
	Marquage de conformité GOST	Medical Consult Implants
	Dispositif médical	Medical Consult Implants
	Numéro de lot	ISO 15223-1
	Numéro de catalogue	ISO 15223-1
	Stérilisé par irradiation	ISO 15223-1
	Ne pas restériliser	ISO 15223-1
	Ne pas réutiliser	ISO 15223-1
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	ISO 15223-1
	Système de barrière stérile double	ISO 7000
	Système de barrière stérile simple	ISO 7000
	Limites de température	ISO 15223-1
	Limites d'humidité	ISO 15223-1
	Conserver au sec	ISO 15223-1
	Attention	ISO 15223-1
	Consulter le mode d'emploi	ISO 15223-1



















La siguiente tabla describe los símbolos que pueden estar impresos en la etiqueta del embalaje. Consulte la etiqueta del embalaje para conocer los símbolos correspondientes relacionados con el producto.

Símbolo	Descripción	Fuente del símbolo
	Fabricante	ISO 15223-1
	Fecha de fabricación	ISO 15223-1
	Marcado CE	MDR (EU)2017/745
	Marca de conformidad GOST	Medical Consult Implants
	Producto sanitario	Medical Consult Implants
	Número de lote	ISO 15223-1
	Número de referencia	ISO 15223-1
	Esterilizado usando irradiación	ISO 15223-1
	No reesterilizar	ISO 15223-1
	No reutilizar	ISO 15223-1
	No utilizar si el envase está dañado	ISO 15223-1
	Sistema de barrera estéril doble	ISO 7000
	Un solo sistema de barrera estéril	ISO 7000
	Límite de temperatura	ISO 15223-1
	Límites de humedad	ISO 15223-1
	Manténgase seco	ISO 15223-1
	Precaución	ISO 15223-1
	Consúltense las instrucciones de uso	ISO 15223-1



















La seguente tabella descrive i simboli che possono essere stampati sull'etichetta della confezione. Fare riferimento all'etichetta della confezione per i simboli applicabili relativi al prodotto.

Simbolo	Descrizione	Fonte del simbolo
	Fabbricante	ISO 15223-1
	Data di fabbricazione	ISO 15223-1
	Marchio CE	MDR (EU)2017/745
	Marchio di conformità GOST	Medical Consult Implants
	Dispositivo medico	Medical Consult Implants
	Numero di lotto	ISO 15223-1
	Numero articolo	ISO 15223-1
	Sterilizzato a raggi	ISO 15223-1
	Non risterilizzare	ISO 15223-1
	Non riutilizzare	ISO 15223-1
	Non usare quando la confezione è rotta	ISO 15223-1
	Sistema di barriera sterile doppio	ISO 7000
	Sistema di barriera sterile singolo	ISO 7000
	Limiti di temperatura	ISO 15223-1
	Limiti di umidità	ISO 15223-1
	Tenere il dispositivo asciutto	ISO 15223-1
	Attenzione	ISO 15223-1
	Consultare le istruzioni per l'uso	ISO 15223-1

Nasledujúca tabuľka popisuje symboly, ktoré môžu byť vytlačené na štítku balenia. Príslušné symboly súvisiace s produktom nájdete na štítku na obale.

Symbolov	Popis	Zdroj symbolov
	Výrobca	ISO 15223-1
	Dátum výroby	ISO 15223-1
	Označenie CE	MDR (EU)2017/745
	Značka zhody GOST	Medical Consult Implants
	Zdravotnícka pomôcka	Medical Consult Implants
	Číslo šarže	ISO 15223-1
	Číslo položky	ISO 15223-1
	Sterilizované žiarením	ISO 15223-1
	Nesterilizujte	ISO 15223-1
	Nepoužívajte opakovane	ISO 15223-1
	Nepoužívajte, ak je balenie poškodené	ISO 15223-1
	Dvojitý sterilný bariérový systém	ISO 7000
	Samostatný systém sterilnej zábrany	ISO 7000
	Teplotné obmedzenie	ISO 15223-1
	Obmedzenie vlhkosti	ISO 15223-1
	Pomôcku udržiavajte v suchu	ISO 15223-1
	Pozor	ISO 15223-1
	Pozrite si návod na použitie	ISO 15223-1

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα σύμβολα που μπορούν να τυπωθούν στην ετικέτα της συσκευασίας. Ανατρέξτε στην ετικέτα της συσκευασίας για τα ισχύοντα σύμβολα που σχετίζονται με το προϊόν.

σύμβολο	Περιγραφή	Πηγή συμβόλων
	Παραγωγός	ISO 15223-1
	Ημερομηνία κατασκευής	ISO 15223-1
	Σήμανση CEw	MDR (EU)2017/745
	Σήμα συμμόρφωσης GOST	Medical Consult Implants
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Medical Consult Implants
	Αριθμός παρτίδας	ISO 15223-1
	Αριθμός προϊόντος	ISO 15223-1
	Αποστειρωμένο με ακτινοβολία	ISO 15223-1
	Μην επαναποστειρώνετε	ISO 15223-1
	Μην επαναχρησιμοποιείτε	ISO 15223-1
	Μη χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά	ISO 15223-1
	Σύστημα διπλού στείρου φραγμού	ISO 7000
	Σύστημα μονού στείρου φραγμού	ISO 7000
	Περιορισμός θερμοκρασίας	ISO 15223-1
	Περιορισμός υγρασίας	ISO 15223-1
	Διατηρείτε το προϊόν στεγνό	ISO 15223-1
	Προσοχή	ISO 15223-1
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	ISO 15223-1