


# LoPat-Aufbau System



LoPat-Aufbauten abgewinkelt 15°					129,00 € / Stück	
Höhe	⊘ Ø3.8 / 4.1 mm		⊘ Ø4.5 mm			
	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge		
2 mm	3841PAT215		450PAT215			
3 mm	3841PAT315		450PAT315			
4 mm	3841PAT415		450PAT415			

**Paket-Angebot\***



**4er Paket**

Dentegris Implantate inkl.  
LoPat-Aufbau und LoPat-Matrizen

€ 950,-

Sie sparen\*\*  
**€ 221,80**

**2er Paket**

Dentegris Implantate inkl.  
LoPat-Aufbau und LoPat-Matrizen

€ 475,-

Sie sparen\*\*  
**€ 110,90**

LoPat-Aufbauten (Höhenangabe entspricht Gingivahöhe)								99,00 € / Stück	
Höhe	⊘ Ø3.3 mm		⊘ Ø3.8 / 4.1 mm		⊘ Ø4.5 mm		⊘ Ø5.5 mm		
	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	Art.-Nr.	Menge	
1 mm	330PAT01		3841PAT01		450PAT01		550PAT01		
2 mm	330PAT02		3841PAT02		450PAT02		550PAT02		
3 mm	330PAT03		3841PAT03		450PAT03		550PAT03		
4 mm	330PAT04		3841PAT04		450PAT04		550PAT04		
5 mm	330PAT05		3841PAT05		450PAT05		550PAT05		

## Implantate für das LoPat-Paket Angebot

159,00 € / Stück

Länge	Art.-Nr.	Menge	Typ	SL	SLS	SB	Menge	Typ	SL	SLS	SB	Menge	Typ	SL	SLS	Menge
8 mm	-	-	38008-					45008-					55008-			
			41008-													
10 mm	33010-ST		38010-					45010-					55010-			
			41010-													
11,5 mm	33011-ST		38011-					45011-					55011-			
			41011-													
13 mm	33013-ST		38013-					45013-					55013-			
			41013-													
14,5 mm	33014-ST		38014-					45014-					-	-	-	-
			41014-													

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2024

Bitte bestellen Sie die LoPat-Aufbauten entsprechend der gemessenen Gingivahöhe und für jeden LoPat-Aufbau eine LoPat-Matrize.

Achtung: Für die Verarbeitung der LoPat-Aufbauten benötigen Sie das „LoPat-Tool“. Drehmoment bei Eingliederung: max. 35 Ncm.

\* gilt nur in Verbindung mit geraden LoPat-Aufbauten \*\* gegenüber der Einzelbestellung

Praxis/Labor

Unterschrift/Stempel

Straße/Nr.

Datum

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Medical Consult Implants GmbH

Kommandanturstraße 1 | DE-47495 Rheinberg

Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.mci-implants.de

**MCI**implants  
DENTAL IMPLANT SYSTEM

# LoPat-Aufbau System

LoPat-Komponenten			
Bezeichnung	Art.-Nr.:	Preis / €	Menge
LoPat-Tool	LOPAT-TOOL	69,90	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 1x), Matrizengehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Abstandsring, Retentionseinsatz transparent (0°–10°), Retentionseinsatz rosa für leichte Retention (0°–10°) und Retentionseinsatz blau für extra leichte Retention (0°–10°)	LOMAT-1	34,95	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente (Laborset - je 10x), Matrizengehäuse mit schwarzen Verarbeitungseinsätzen, Abstandsringe, Retentionseinsätze transparent (0°–10°), Retentionseinsätze rosa für leichte Retention, (0°–10°), und Retentionseinsätze blau für extra leichte Retention (0°–10°)	LOMAT-10	325,00	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente für erweiterte Angulation (Laborset – je 1x), Matrizengehäuse mit schwarzem Verarbeitungseinsatz, Abstandsring, Retentionseinsatz rot (10°–20°), Retentionseinsatz orange für leichte Retention, (10°–20°) und Retentionseinsatz grün für extra leichte Retention (10°–20°)	LOMAT-1A	34,95	
LoPat-Matrize inkl. Retentionselemente für erweiterte Angulation (Laborset – je 10x), Matrizengehäuse mit schwarzen Verarbeitungseinsätzen, Abstandsringe, Retentionseinsätze rot (10°–20°) Retentionseinsätze orange für leichte Retention, (10°–20°) und Retentionseinsätze grün für extra leichte Retention (10°–20°)	LOMAT-10A	325,00	
LoPat-Abdruckpfosten (4er Packung)	LOPAT-AG	69,90	
LoPat-Modellanalogue (4er Packung)	LOPAT-MA	69,90	
Retentionselemente f. normale Retention, (0°–10°), transparent (4er Pack)	LOMAT-RET1	25,00	
Retentionselemente f. leichte Retention, (0°–10°), rosa (4er Pack)	LOMAT-RET2	25,00	
Retentionselemente f. extra leichte Retention, (0°–10°), blau (4er Pack)	LOMAT-RET3	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°) & normale Retention, grün (4er Pack)	LOMAT-RET4	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°) & leichte Retention, orange (4er Pack)	LOMAT-RET5	25,00	
Retentionselemente f. Divergenzausgleich (bis 20°) & extra leichte Retention, rot (4er Pack)	LOMAT-RET6	25,00	
Platzhalter zum Einpolymerisieren, schwarz (4er Pack)	LOMATPH-4	25,00	
Hilfsteil zum Ausblocken (4er Pack)	LOMATHA-4	25,00	
Ratscheneinsatz für LoPat	INS029	69,90	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2024

Praxis/Labor

Unterschrift/Stempel

Straße/Nr.

Datum

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Medical Consult Implants GmbH

Kommandanturstraße 1 | DE-47495 Rheinberg

Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.mci-implants.de

